

Información y preparación para
IgE EN LÁGRIMAS

INDICACIONES:

- Retire todo resto de maquillaje y cremas, si fuese el caso, para evitar la contaminación de la muestra.
- Para obtener la muestra, no necesita estar en ayunas.

TOMA DE LA MUESTRA

Material necesario:

- Tubo cónico (suministrado por el laboratorio).
- Le sugerimos picar cebolla para estimular la secreción.
- En la medida de lo posible, llene el tubo hasta la marca indicada. Volúmen mínimo: 1ml.
- Puede recolectar la muestra en distintas etapas.
- Mantenga el tubo siempre tapado y en la heladera (sin congelar)
- Remita la muestra al laboratorio.

Nota: La muestra debe ser limpia. Evite incorporar otro tipo de secreciones.

PREPARACIÓN